

Remova o selo da agulha.

2. Empurre a agulha, em linha reta, na caneta injetora e gire-a até que esteja apertada. (2a). Não empurre a agulha com angulação. Em seguida, remova a tampa de proteção externa e deixe-a de lado (2b). Não a descarte. Você precisará da posteriormente para remover a agulha da caneta injetora.

3. Remova a tampa de proteção interna puxando-a em linha reta para evitar que a agulha entorte e/ou danos na ponta da caneta.

4. Limpe a caneta injetora de acordo com as instruções de uso para evitar uma evasão incorreta, causada por ar no cartucho ou por obstrução da agulha. Se não houver nenhum fluxo de medicamento após várias tentativas, conecte uma nova agulha.

5. Defina a dose do medicamento.

6. Aplique a injeção conforme as orientações de seu profissional de saúde. Não dobre a agulha. Injete lentamente. Conte até 10 antes de retirar a agulha da pele para que a dose completa seja aplicada e para evitar o vazamento da medicação. Não mude a direção da agulha enquanto ela estiver no corpo, isto pode entortar ou quebrar a agulha.

7. Volte a colocar a tampa de proteção externa.

8. As agulhas são apenas para uso único. Remova a agulha para caneta injetora após cada aplicação para evitar a entrada de ar no cartucho e o vazamento da medicação. Descarte as agulhas usadas num recipiente apropriado.

Aviso: Remova a tampa de proteção externa e a tampa de proteção interna antes de cada injeção. Se as tampas de proteção externa e interna, não forem removidas antes do uso, o medicamento ou a dose poderá não ser injetado, o que poderá causar lesões graves ou morte.

4. Odstranite nalepko z igle za peresnik. _____

5. Potisnite iglo naravnost na injejski peresnik in jo zavrtite, da se privije (2a). Igla za peresnik _____ ne potiskajte pod kotom. Nato smernice zunanji zaščitni pokrovček in ga dajte na stran (2b). Ne zavrtite ga. Potrebno ga bo kasneje pomeziti, ko boste iglo odstranili z injejskega peresnika. _____

6. Odstranite notranji zaščitni pokrovček tako, da ga povlečete naravnost ven, s čimer preprečite umikanje igle in poškodovanje konice igle. _____

7. Injejski peresnik napolnite z vodo z navodili za uporabo, da preprečite nepravilno odmerjanje, ki ga povzroča zrak v kartulsi ali zamašena igla. (Če po več poskusih ni videti pretoka zdravila, namestite novo iglo na injejski peresnik. _____)

8. Navstavitve odmerka zdravila. _____

9. Injiciranje opravite po navodilih zdravstvenega delavca. Igla ne uporabljajte. Injicirajte počasi. _____ odmerkem v celoti vbrizgate in preprečite izgubo zdravila. _____

10. Prepričajte se, da iglo iz kože prestežete do 10. Ne spreminjajte smeri igle peresnika, medtem ko je v telesu, saj lahko to povzroči poškodovanje ali zlom igle. _____

11. Znova namestite zunanji zaščitni pokrovček. _____

12. Za preprečitev vstopa zraka v vložek in izgubo zdravila iglo po vsakem injiciranju odstranite iz injejskega peresnika in jo zavrtite. Uporabljeno iglo _____ peresnika zavrzite v posodo za ostre predmete. _____

Opozorilo: Pred injiciranjem odstranite zunanji in notranji zaščitni pokrovček. Če zunanji in notranji zaščitni pokrovčka pred uporabo ne odstranite, zdravila ali odmerka ne smete injicirati, ker lahko pride do resnih poškodb ali smrti. _____

3. Свините заштитивач са пени игле.

Гурати иглу тако да је заштитно право на пен за исуслини и заврните чврсто (2a). Немојте гурати пен иглу под уплом. Затим сисните спољашњи заштитни поклопац и одложите га са стране (2b). Немојте га бацати. Требаће вам касије за сивање пени игле са пена за исуслини.

4. Сисните унутрашњи заштитни поклопац тако што ћете повући право да бисте изгубили сивање пени игле и/или оштећене ваздух.

4a. Напните пен за исуслини према упутству за употребу пена да бисте спречили погрешно дозирање услед уласка ваздуха у кетрици или поклопац пени игле. Ако после неколико покушаја не видите да пен протиче, поставите нову пен иглу.

5. Подсигте дозу лека.

6. Примените инјекцију према упутству лекара и не савијајте иглу. Убризгавајте полако. Бројте до 10 пре него што извучете иглу из кожне дупе. Не чините потпуну дозу и спречите цурење лека. Немојте мењати правац игле за пен док још у телу јар тако игла може да се савије или оштети.

7. Поново ставите спољашњи заштитни поклопац.

8. Игла за пен је предвиђена само за једнократну употребу, послове сваке инјекције сисните иглу за пен са упуцају за убризгавање поменулу пена да бисте спречили да ваздух уђе у кетрици и лек исуслини. Одложите искоришћену иглу за пен у корпу за одлагање отпорних предмета.

Упозорење: Према инјекцији сисните и спољашњи и унутрашњи заштитни поклопац. Ако не сиснете и спољашњи и унутрашњи заштитни поклопац пре употребе, може се десити да не изгубите глас или дозу, а то може довести до озбиљних повреда или смрти.


References obtained from ISO 15223-1 Medical devices – Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer. **ES** Referencias obtenidas de la norma ISO 15223-1 Productos sanitarios – Símbolos a utilizar con la información a suministrar por el fabricante. **PTB** Referências obtidas da ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em informações fornecidas pelo fabricante. **CS** Reference získané z ISO 15223-1 Zdravotnické prostředky – Symboly k použití s informacemi poskytnutými výrobcem. **SK** Odkazy získané z normy ISO 15223-1 Zdravotníckej pomôcky. **ŽN** Reference, pridobité z normy ISO 15223-1 Medicinski proizvodi – Simboli, ki jih zagotavljajo proizvajalci. **LT** Informacija gauta iš ISO 15223-1 Medicinos priemonės – su informacija naudojamos simbolius privalo pateikti gamintojas.

Consult your healthcare professional for assistance in choosing the appropriate needle length and injection technique. Remember to rotate the injection site! Follow the instructions for use, specific storage and handling recommendations of your pen injector device and the patient information leaflet of the drug. Seek immediate medical attention if you have any health concern.

PRECAUCIÓN:

Evite infecciones. No vuelva a usar o compartir agujas para pluma. No utilice agujas para pluma si el envase individual está dañado, si falta el sello o si la aguja parece estar dañada. Para evitar pinchazos accidentales con la aguja, nunca manipule las agujas para pluma de otra persona. Las agujas para pluma son para un solo uso y deben descartarse de manera segura conforme a su legislación local. Manténgalas lejos del alcance de los niños en caso de no contar con la supervisión de un adulto.

ATENÇÃO: Evite infecções. Não reutilize nem compartilhe agulhas. Não utilize as agulhas se a embalagem individual estiver danificada, se não houver o selo ou se a agulha parecer danificada. Para evitar picadas acidentais, nunca manuseie agulhas de outras pessoas. As agulhas são apenas para uso único e devem ser descartadas com segurança de acordo com as regulamentações locais. Mantenha fora do alcance de crianças sem supervisão de um adulto.



Consulte um profissional de saúde para obter assistência quanto à escolha do comprimento da agulha e da técnica de injeção apropriadas. Lembre-se de alternar o local da injeção! Siga as instruções de uso, armazenamento específico e recomendações de manutenção da caneta injetora, assim como a bulas de medicamento. Busque assistência médica imediata em caso de alguma preocupação relacionada à saúde.

Qualquer acidente grave envolvendo o dispositivo deve ser relatado ao fabricante e aos órgãos governamentais/ autoridades competentes locais, conforme aplicável.

Steriln  jednorazov  jehly pro injekci n  pero

Ur eno k pou it  s injekci n m perom pro podko n  injekci  aplikaci l  v. Pro zdravotn ky i laick  u ivatele.

POZN MKA: P e t te si, jakou velikost a d lku jehly m t e pou it , abyste se ujistili,  e pro pero pou ivate spr vn u jehlu. M t e-li zhor en  zrak, po  dejte o pomoc. Stejn  postupujte, pokud j ste zdravotn k, o  etavatel nebo  eden rodiny, kter y pom h a pacientovi.

Jak se p ipravit na injekci:

Vyb ete m sto vpichu a dezinfikujte jej. Mista vpichu  asto m  te, aby nedo  lo k zatvrdnut  t k n . L  vico m  te aplikovat do tukov  t k n  b icha, h  d i nebo na vn   j stranu stehna  i zep du do horn    sti stehna. Nedoporu uje se pod vat injekce do horn    sti pa e nebo na vn tn  stranu stehna, proto e v takov m p ipad e je vysok  riziko,  e by mohlo doj t k pod n  do sval .

Techniky pod n  injekce: M sto vpichu a techniku pod n  injekce v m doporu   v   zdravotn k.

Doporu en : Injekce do ko n  f sy pod  hlem 90 . Doporu uje se, abyste pod val i injekce do ko n  f sy ve sv islem sm ru (pod  hlem 90 ), abyste neaplikovali injekci p il   hluboko a nepodali ji do svalov  t k n . Abyste p i injekci vytvořili ko n  f su, sev rite k  i mezi palec a ukazov k a nev tahujte sval. **Injekce do ko n  f sy pod  hlem 45 .** Tato technika pod n  injekce se doporu uje pouze v p ipad e,  e m t e velmi m lo podko n  tukov  t k n . Minim ln   hel by m l b t 45 . Pokud je  hel men   ne  45 , l  vico se nemus  dostat do podko n  tukov  t k n  a v m st  vpichu by mohla vzniknout jizva nebo podlitina. **Injekce bez ko n  f sy pod  hlem 90 :** pokud je vrstva podko n  tukov  t k n  velmi i siln , m  t e injekci podat bez vytvořeni ko n  f sy. Jestli e nevytvořite ko n  f su, doporu uje se zav d t jehlu pod  hlem 90  a zvolit kr tkou jehlu u nebo jehlu stredn  d lky (do 6 mm).


Pro zji t n  navrhovan  d lky jehly d e va  ho v ku a BMI viz tabulka n  :

V�K	BMI	D�LKA JEHLY*	
		<i>Bez ko�n� f�sy, ko�n�j vpich</i>	<i>S ko�n� f�sou, vpich pod �hlem nebo ko�n�j vpich</i>
�et�	—	—	4 mm, 5 mm
Velmi �t�hl� dosp�l�	—	—	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Dosp�l�	P�r�m�r	4 mm	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
	Nadv�ha (BMI>25)	4 mm, 5 mm, 6 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm

** Po  dejte zdravotn ka, aby v m pomohl vybrat vhodnou d lku jehly, injekci n  techniku a m sto injekce.*

 POZORN EN :

Zab rat  infekci m. Jehly pro injekci n  pera nepou ivate opakovan  ani je s nik m nes lejte. Nepou ivate jehly pro pera, pokud je individu l ni obal po kozen , chyb  ochrann  z slepka nebo pokud se jehla z d  b t po ko ena. Aby nedo  lo k neum stn mu poran n  jehlou, nikdy nemanipulujte s jehlami z pera j ne osoby. Jehly pro injekci n  pera jsou ur eny pouze pro jednorazov  pou it  a je nutn e je likvidovat bezpe n m z působem v souladu s m stn mi p edpisy. Uchov vejte mimo dosah det , nejsou  i pod dohledem dosp l  osoby.



Sejm te vn tn  ochrannou krytku tak,  e za ni v p r m  sm ru z t hnete. Zab dn te t m ohnut  jehlu a/nebo po ko en  hrotu jehly.

Po  dejte zdravotn ka, aby v m pomohl vybrat vhodnou d lku jehly a aplikaci n  techniku. Nezapom n te m nit m sto vpich ! Postupujte v souladu s pokyny k pou it , specifick mi doporu en mi pro skladov n  a manipulaci s injekci n m perem a p ribalov m l t kem k l  vu. Vyhled te okam  itu l k rskou pomoc, pokud m t e jak koliv obavy ohledn  v  ho zdravotn ho stavu.

K  zdy z v   n  incident, ke kter mu do  lo v souvislosti s t mto n strojem, m l b t ozn men v robci a p is ln m m stn m org n m / kompetentn m org n m st tn  spr vy.

LT

Sterilizos, vienkartinio naudojimo injektoriaus adatos

Skirtos naudoti su injektoriu keteli s vaistams  ivirti ti po oda.

Skirta sveikatos prie i ius specialistams ir neprofesionistams.

PASTABA. Kad j sitinktum te, jog naudojate tinkam  injektoriaus adat , perskaitykite ant sandariklio nurodyt  adatos dyd  ir ilg ; jeigu j s  regėjimas susilpn es, papr  skite pagalbos. Tai padarykite ir tu atveju, jeigu esate sveikatos prie i ius specialistas, prizi  tojas arba pacientui pad dantis šeimos narys.

Kaip pasiru  ti injekcijai:

Pasirinkite ir r dezinfekuokite injekcijos viet . Kad ausdiniai nesukiet t , d  nai keisite injekcijos viet . Vaist  galima suv r  ti  i pilvo, s d muri  arba  launius vir utinis dalies  il n s ar p riekinis pus s riebalini s audinio.  i  asta arba  launius vir utinis dalies vidur  pus   ivirti ti nerekomenduojama, nes yra didelis pavojus suv r  ti   raumenis.

Injekcijos metodai: Injekcijos viet  ir metod  j ms t r t  rekomenduoti sveikatos prie i ius specialistas. **Rekomendacija: Injekcija  i odos rauk  le 90  kamp :** rekomenduojama suleisti  i odos rauk le vertikaliai, kad neb t  atitaka per glii injekcija ir neb t  patalikiyta   raumeninj audini . N r dami sudaryti odos rauk le injekcijos metu, sum t te od  ny   iu ir smiliumi, ta iau nekelkite raumenis. **Injekcija  i odos rauk le 45  kamp :**  i injekcijos technika rekomenduojama tik tu atveju, kai poodinio riebalinio audinio yra labai ma ai. Minimalus kampas turi b ti 45 . Jeigu kampas ma esnis negu 45 ,  preparatas gali nepasiekti gliosio   riebalinio sluoksnio ir injekcijos vietoje gali likti randas arba m lyne. **Injekcija ne  i odos rauk le 90  kamp :** jeigu poodinis riebalinis gliosio yra labai storas, injekcij  galima atlikti ne  i odos rauk le. Jeigu nenaudojama odos rauk le, rekomenduojama suleisti 90  kamp  ir rinktis trump  arba vidutinio ilgio adat  (iki 6 mm).


Lentel je nurodytas rekomenduojamas adatos ilgis at isviejant   am i  ir BMI.

AM��IUS	KMI	ADATOS ILGIS*	
		<i>Be odos klost�s, injekcija st�ciu kampu</i>	<i>Su odos klost�, injekcija pakreipus arba st�ciu kampu</i>
Vaikai	—	—	4mm, 5mm
Liekni suaugusieji	—	—	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Suaugusieji	Vidutinis	4 mm	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
	Antsvoris (KMI>25)	4 mm, 5 mm, 6 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm

** Prieikus pagalbos renkantis tinkam  adatos ilg , injekcijos metod  ir viet , tarkit s su sveikatos prie i ius specialistu.*

  D MESIO:

Saugokite infekcij . Injektoriaus adat  nenaudokite pakartotinai ir nesidalykite su kitais. Injektoriaus adat  nenaudokite, jeigu pa eista at kara pakute, nes sandariklio arba adata atrodo sugadinata. Kad net cia neįsidurtum te, netvarkykite kito asmens injektoriaus adat .Injektoriaus adatos skirtos naudoti tik vien  kart  ir turi b ti saugiai  alinamos pagal vietin j teis s akt  reikalavimus.Laikykite suaugusi j  neprizi  riiams vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Nutraukite vidin  apsaugin  dangtel ; kad nesulenktum te adatos ir (arba) nesugadintum te adatos smailgal , dangtel  traukite tiesiai.

Rinkdamiesi tinkam  ilgio adat  ir injekcijos at ikimo technik  pagal kite sveikatos prie i ius specialisto patarimo. Nepamir kite pasukti injekcijos vieto ! Laikykites injektoriaus naudojimo instrukcijos, specialiu  laikym  bei tvarkymo rekomendacij  ir pacientams skirtos vaisto informacijos lapelyje pateikt  nurodym . Jeigu patiriate bet koki  sveikatos problem , nedelsdami kreipkit    gydytoj .

Apie vaisto rimtus incidentus,  ivyskus naudojant priemon , b tina prane ti gamintojui ir vietini ms kompetetingoms  staigoms (valstybin ms agen r ms) pagal t kiamos proced ras.

EN ACCU-FINE® pen needles are available in 6 versions differing in needle diameter and length to meet your individual needs.

ES Las agujas para pluma ACCU-FINE® e tan disponibles en 6 versiones con di metros y longitudes diferentes para satisfacer sus necesidades individuales.

PTB As agulhas para caneta ACCU-FINE® est o dispon veis em seis vers es de diferentes di metros e comprimentos para atender  s suas necessidades individuais.

CS Jehly pro injekci n  pera ACCU-FINE® jsou k dispozici v 6 proveden ch s r zn m p r m rem a d lkou jehly, aby vyhovovaly va im individu ln m pot b m.




SK Ihly do injek  n ho pera ACCU-FINE® s  dostupn  v 6 prevedeniach, ktor  sa li ia priemerom a d  kou ihly, aby vyhovovali va im individu ln m pot b m.

SL Igle za peresnik ACCU-FINE® so na voljo v 6 razli kah, ki se razlikujejo po premeru in dol ini igle, da lahko izpolnijo va e potrebe.

LT Kad gal tum te   sirinkti pagal savo individualius poreikius, tiekiamos 6 sk irtingo skersmens ir ilgio ACCU-FINE® injektoriaus adat  versijos.

RO Acele pentru pen ACCU-FINE® sunt disponibile in 6 versiuni cu diametru  i lungime a acului diferite, pentru  i acoperi toate nevoile individuale.

SR ACCU-FINE® pen igle dostupne su y 6 verzija razli ititih pre nika i du ine igle koje mogu da odgovore na va e individualne potrebe.

31G	32G	33G
		
Pen needles 0.25mm x 5mm 31G x 3/16"	Pen needles 0.23mm x 4mm 32G x 5/32"	Pen needles 0.20mm x 4mm 33G x 5/32"
		
Pen needles 0.25mm x 6mm 31G x 1/4"	Pen needles 0.23mm x 6mm 32G x 1/4"	
		
Pen needles 0.25mm x 8mm 31G x 5/16"		

ES Centro de servicio y atenci�n al cliente	PTB Assist�ncia a Clientes	SL Center za pomo� uporabnikom in servis
Rep�blica Argentina Autorizado por: ANMAT PM-2276-10 Director T�cnico: Farm. Nicol�s Mart�nez Importado por: Roche Diabetes Care Argentina S.A. Ot�o Krause 4650 Dock 25 - Tortuguitas - P�cia Bs.As. Centro de servicio y atenci�n al cliente: 0800-333-6365 www.accu-check.com.ar	Brasil Detentor do registro/notifica��o: Roche Diabetes Care Brasil Ltda. CNPJ: 23.552.212/0001-87 Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 691 - 2� andar - V�rzea de Baixo S�o Paulo/SP - CEP: 04730-903 - Brasil Central de Relacionamento: 0800 77 20 126 www.accu-check.com.br Reg. ANVISA:81414029004	Slovenija Dobavitelj: Roche farmacevtska dru�ba d.o.o., Ljubljana Brezpla�en telefon: 080 12 32 www.accu-check.si
Chile Queremos escucharle: 800 471 800 www.accu-check.cl	�eska rep�blica Roche s.r.o. Diabetes Care www.accu-check.cz - Bezplatn� zak�znick� linka: (+420) 800 11 800	LT Klient� aptarnavimo ir technin�s prie�i�ius centras Lietuva UAB "Roche Lietuva" Nemokama linija: 880020011 www.accu-check.lt
Ecuador Queremos escucharle: 1800222824 www.accu-check.com.ec Importado y comercializado por Roche Ecuador S.A., Quito-Ecuador	�SK Zak�znick� linka a servis	RO Centrul de suport �i service pentru clien�i
M�xico Centro Accu-Check: (800) 9080 600 https://www.accu-check.com.mx D�NISO DE PERTANEO 144 OF. 1201, LINA 27RUC. 20100177341	SK Zak�znick� servis Slovensk� rep�blica Roche Slovensko, s.r.o. Diabetes Care www.accu-check.sk - Bezplatn� zak�znick� linka: 0800 120 200	SR Korisнички и сервисни центар Serbia ADOC D.O.O. BEOGRAD, Milorada Jovanovi�a 11 Tel: 011 2471 990 diabetes.care@adoc.rs - Ovla�ten�i predstavnici/Distributer

SK

Steriln , jednorazov  ihly do injek  n ho pera

Ur ene na pou it  s injekci n m perom na podko n  podanie injekcie l  v.

Pre zdravotn kov i laick  pou ivateľov.

POZN MKA: P e t te si hrubku a d  ku ihly na tesnen , aby ste sa ubez ekli,  e pou ivate spr vn u ihlu do injek  n ho pera alebo po  dejte o pomoc, ak m t e zhor en  zrak. Urobte tak aj v p ipade, ak ste poskytovateľom zdravotnickej starostlivosti, o  etavateľom alebo rodinn m pr is ln kom, ktorý pom h a pacientovi.

Ako sa p ipraviť na injekciu:

Vyb rte a dezinfikujte miesto pod n  injekcie. Merajte  asto miesto vpichu, aby ste zab rnl i stvrdnut  tkaniv . M  t e podať lie ivo do tukov ho tkaniva brucha, zadku alebo do vonkaj  j strany alebo prednej strany hornej   sti stehna. Injekcie do hornej   sti ramena alebo do vn tornej strany hornej   sti stehna sa neodpor  jaj , preto e riziko vstreku injekcie do sval  je vysok .

Techniky injekcie: Miesto a techniku injekcie by v m mal doporu  t v   poskytovateľ zdravotnickej starostlivosti. **Odpor  nan e: Injekcia s ko n j z hlybom pod  hlem 90 .** Odpor  n e, aby ste urobili vpich do ko n ho z hlybu vertik ln  (pod  hlem 90 ), aby ste pred  l pr il  hlbok mu vstreknutiu a zasiahnutiu svalov ho tkaniva. Ak  hlete pri injekcii vytvor  ko n  z hlyb, uchopte kol  medzi palcom a ukazov kom a nev tahujte sval. **Injekcia s ko n j z hlybom pod  hlem 45 .** T to technika injekcie sa odpor  a iba vtedy, ak m t e veľmi m lo podko n  tukov ho tkaniva. Minim ln  uhol by mal byt  45 . Ak je uhol men   ako 45 , lie ivo sa nemus  dostať do podko n  tukov ho tkaniva a v mieste vpichu m  e vznikn t kont  zia alebo podlitina. **Injekcia bez ko n ho z hlybu pod  hlem 90 :** ak je va a vrstva podko n  tukov ho tkaniva veľmi hrub , m  t e vykonať vpich bez ko n ho z hlybu. **Injekcia bez ko n ho z hlybu pod  hlem 90 :** ak je va a vrstva podko n  tukov ho tkaniva veľmi hrub , m  t e vykonať vpich bez ko n ho z hlybu. Ak nepou ivate ko n  z hlyb, podpor ame vpich pod  hlem 90  a vybrať kr tku alebo stredn  d  ku ihly (max. 6 mm).


Navrhovan  d  ku ihly podla v  ho v ku a BMI n jd te v nasleduj cej tabuľke:

VEK	BMI	D�LKA IHLY*	
		<i>Bez ko�n�ho z�hlybu, injekcia vertik�ln�</i>	<i>S ko�n�j z�hlybom, injekcia pod �hlem alebo vertik�ln�</i>
Deti	—	—	4 mm, 5 mm
Velmi �t�hl� dosp�l�	—	—	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Dosp�l�	P�riemern�	4 mm	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
	Nadv�ha (BMI>25)	4 mm, 5 mm, 6 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm

** Ak potrebujete pomoc pri vybere vhodnej d  ky ihly, techniky injekcie a m sta, pora te sa so svojim poskytovateľom zdravotnickej starostlivosti.*

 POZORN EN :

Zab rat  infekci m. Ihly do injek  n ho pera nepou ivate opakovan  ani nepou ivate ihly in ch pacient . Nepou ivate ihly do injek  n ho pera, ak je po ko en  jednotliv  ob l alebo ak ch ba tesnenie alebo ak sa z d ,  e ihla je po ko ena. Aby ste sa vyhli n hodn m vpich m, nikdy nemanipulujte s ihlami do injek  n ho pier in ch pacient . Ihly do injek  n ho pera s  len na jedno pou itie a mali by b t bezpe ne zne odn n  v s lade s miestnymi p edpismi.Uchov vajte mimo dosahu det  bez dozoru dospel ch.



Od tr n te vn tor n  ochrann  kryt t m,  e ho vyt hnete rovn , aby ste zab rnl i ohnut  ihlu a/nebo po ko en  hrotu ihly.

Ak potrebujete pomoc pri vybere vhodnej d  ky ihly a techniky injekcie, pora te sa so svojim poskytovateľom zdravotnickej starostlivosti. Nezabudnite striedať m sta vpich ! Postupujte podla n vod  na pou itie, dodr  vajte odpor  ania ma skladov n  a manipulaci s vo im injekci n m perom a pre it te si p smenn  informaciu pre pou ivateľu dan ho lie iva. Okam  te vyhľadajte l k rsku pomoc, ak m t e nejak  zdravotn  pot b .

Ak koľvek v  n  incident, ktor  sa vyskytol vo vz ahu k zařadeniu, by mal b t hl sen  v robcom a miestnym pr is ln m org n m/kompetentn m org n m st tn  spr vy.

RO

Ace pentru pen sterile, de unic  folosin 

Pentru utilizare cu dispozitive injector pen la injectarea subcutanat  a medicamentelor.

Pentru profesionis ti din domeniul s n t ţii  i utilizatori neprofesionis ti.

Not : Cititi g rimea s  lungimea acului de pe sigiliu pentru a v  asigura c  utiliza i acul pentru pen potrivit pentru dumneavoastr  sau solicita i asisten a dac  ave i probleme cu vederea. Proceda i la fel  i dac  sunte i un profesionist din domeniul inginerii s n t ţii, un ingrijitor sau un membru al familiei care asist  un pacient.

Cum s  v  preg ti ti pentru injectare:

Alege i  i dezinfec a i locul inject rii. Schimba i frecvent locul inject rii, pentru a evita irit rirea ţesutului. Pune i injecta medicamentul in ţesutul gras al abdomenului,  i fese sau  i exteriorul sau partea de sus a coapsei. Nu sunt recomandate inject rile  i ntr-o parte superioar  a bra ului sau  i ntr-o parte inferioar  a coapsei superioare, deoarece riscul de injectare  i ntr-o mu chi este ridicat.

Technici de injectare: Locul de injectare  i tehnica trebuie s  s  v  recomandat  de  ltre un profesionist din domeniul medical. **Recomand te: Injec ia folosind un plu de piele, la un unghi de 90 .**  e recomand  s  injecta i vertical intr-un plu de piele pentru a nu face o injec ie prea profund   i a nu afecta ţesutul muscular. Pentru a realiza un plu de piele  ri at n i c nd injecta i, prinde i pielea  tre degetul mare  i ar tor   i nu trage i  i n sus de mu chi. **Injec ie folosind un plu de piele, la un unghi de 45 :** acest  tehnic  de injectare este recomand t numai at n i c nd ave i foarte pu in ţesut gras subcutanat. Unghiul minim trebuie s  fie de 45 . D c   e unghi este mai mic de 45 , este posibil c  medicamentul s  nu ajung  la ţesutul gras subcutanat  i s  cauzeze v n t i la locul inject rii. **Injectare f r  un plu de piele, la un unghi de 90 :** dac  str tul de ţesut gras subcutanat este foarte gros, pute i face o injec ie f r  a indoi pielea. C nd nu utiliza i un plu de piele, se recomand  s  injecta i la un unghi de 90   i s  alege i un ac scur  sau de lungime medie (p n  la 6 mm).

Consulta i tabelul de mai jos pentru lungimea sugerat  a acului pentru v r ta dvs.  i pentru indicele dvs. IMC.

V�RST�	IMC	LUNGIMEA ACULUI*	
		<i>F�r� plu de piele, injec�ie dreapt�</i>	<i>Cu plu de piele, injec�ie oblic� sau dreapt�</i>
Copii	—	—	4 mm, 5 mm
Adul�i slabi	—	—	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Adul�i	Medii	4 mm	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
	Supraponderali (IMC>25)	4 mm, 5 mm, 6 mm	8 mm, 10 mm, 12 mm

** Consulta i-v  cu personalul medical at n i c nd alege i lungimea corespunz toare a acului, tehnica  i loca ia de injectare.*

 PRECAU II:

Evita i infec iile. Nu reutiliza i  i nu distribu i ace pentru pen. Nu folosi te ace pentru pen dac  ambalajul individual este deteriorat, dac  sigiliul lipse te sau dac  acul pare s  fi deteriorat. Pentru a evita accidentele, nu manevra i nic datt  acele pentru pen ale alt or persoane. Acele pentru pen sunt de unic  folosin   i trebuie eliminate  i condi ii de siguran  ,  i conformitate cu reglement rile locale. Nu l  sa i la  ndem n a copil r f r  supravegherea unui adult.



Sc de i capacul interior de protec ie tr g ndu-l  drept  i afar , pentru a preveni  ndoearea acului  i/sau deteriorarea v rfului acului.

Consulta i-v  cu personalul medical at n i c nd alege i lungimea corespunz toare a acului  i tehnica de injectare corect . Nu uita i s  alterna i locul de injectare! Respecta i instruc iunile de utilizare, recomand rile specifice privind depozitarea  i manipularea dispozitivului injector pen  i prospectul de informare a pacientului pentru medicamentul respectiv. Solicita i imediat  i asisten a medical  dac  ave i preocup ri legate de s n tate.

Orice incident grav care are leg tur  cu acest dispozitiv trebuie raportat produc torului  i autorit  ilor locale competente  i agen iilor guvernamentale, dup  caz.

SL

Sterilne igle za peresnik za enkratno uporabo

Namenjene so za uporabo z injekcijskimi peresniki za subkutano injiciranje zdravil.

Za zdravstvene strokovnjake in la ne uporabnike.

OPOMBA: Na nalepki od itejte premer in dol ino igle, da preverite, ali uporabljate pr vo iglo za injekcijski peresnik.  e ste slabovidni, prosite za pomo . Premer in dol ino igle preverite tudi,  e ste zdravstveni delavec, skrbnik ali dru inski  lan, ki pomaga bolniku.

Kako se pripraviti na injiciranje:

Izb rte  i raz i te mesto injiciranja. Pogosto spremenite mesto injiciranja, da se izognete otrdelosti tkiva. Zdravilo lahko vbrizgate v ma obno tkivo na trebuhu, zadnjici ali zunanji o irni smerenji strani stegna. Injiciranje v nadla et ali ritanjo stran stegna ni priporo ljivo, saj je ob tem veliko tveganje za injiciranje v mi sko.

<